


DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA

Elettrodi monouso
per sistema a RF plasmacinetico

BONSS
MEDICAL



Elettrodi monouso con cavo di collegamento integrato

Il sistema plasmacinetico BONSS si completa di una vasta gamma di elettrodi, per rispondere efficacemente ad ogni necessità chirurgica:

- ✧ Il cavo di collegamento integrato elimina il rischio di malfunzionamento dovuto al processo di risterilizzazione che solitamente subisce il cavo di collegamento.
- ✧ Il terminale a 8 pin identifica automaticamente:
 - il tipo di resettore
 - il tipo di tessuto target
 - il tipo di elettrodo

gestendo automaticamente la potenza necessaria al raggiungimento della massima performance