

I-CUBE

Pessario cubico con fori di drenaggio



Il pessario uterino con forma cubica è consigliato per i casi seguenti:

- alleviare i sintomi di cistocele o rettocele
- compatibile con prolasso uterino di 2° e 3° grado

La sua forma a cubo lo rende adatto a pazienti con prolassi più avanzati ed in situazioni in cui il pavimento pelvico è troppo debole per sostenere il pessario uterino ad anello.

La concavità della superficie laterale del pessario crea una minima azione di depressione che ne permette l'adesione ottimale alle pareti della cavità uterina.

Il pessario è dotato di laccio/repere di ritenuta in silicone per una facile localizzazione.

Il silicone medicale è un materiale più nobile rispetto alla gomma e mantiene un'ottima compatibilità con l'organismo, i pessari in silicone durano molto più a lungo dei pessari ginecologici in gomma.

Il pessario uterino cubico è disponibile nella versione con fori di drenaggio, per permettere il transito delle secrezioni, e di colore bianco.