

## SPECULUM PER ASPIRAZIONE DI FUMI

*Speculum dedicato all'utilizzo in conizzazione*



Questo speculum permette una perfetta visione durante le conizzazioni grazie ad un canale di fumo piatto che si trova a filo con la parete superiore dello speculum. L'ugello conico permette un facile e affidabile collegamento ai comuni tubi di aspirazione del fumo.



La forma conica dello strumento garantisce all'operatore una visione ottimizzata della cavità e della cervice.

Presenta anche un sistema di bloccaggio che consente di avere le mani libere dopo il suo fissaggio.

I bordi arrotondati e lisci sulla punta dello strumento garantiscono comfort alla paziente e consentono di avere un accesso a 360° della cervice.



Grazie al materiale di cui è composto, non appare freddo e crea quindi meno discomfort alla paziente.

La produzione in Olanda garantisce un alto standard di qualità.

